



Jetzt sparen!

# Attraktive Sonderpreise

Verpassen Sie nicht unsere Sonderpreise für Transferpette® S-8/-12, accu-jet® S, Seal-R-film™ und pureGrade™ BRANDplates® – nur vom 01. Juli bis 30. September 2026

**BRAND. For lab. For life.®**



# Sonderaktion

Aktionszeitraum: 01. Juli bis 30. September 2026

## Jetzt sparen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf [brand.de/aktionen](http://brand.de/aktionen).

### accu-jet® S

- + Simple: Punktgenaue Volumeneinstellung dank präziser Steuerung
- + Easy: Integrierte Parkposition für rückseitiges Abstellen mit aufgesteckter Pipette
- + Efficient: Überzeugt auch bei Service und Nachhaltigkeit



Jetzt bis zu  
**48%\***  
sparen!

#### accu-jet® S Pipettierhelfer mit Universalnetzteil

inkl. Nickel-Metallhydrid-Akku, Universalnetzteil (100-240 V/50-60 Hz), Wandhalter, 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm (steril), Gebrauchsanleitung

Best.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis €*
26350	anthrazit	249,00
26351	beere	249,00
26352	petrol	249,00
26353	amethyst	249,00

#### accu-jet® S Pipettierhelfer

inkl. Nickel-Metallhydrid-Akku, Wandhalter, 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µm (steril), Gebrauchsanleitung

Best.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis €*
26360	anthrazit	229,00
26361	beere	229,00
26362	petrol	229,00
26363	amethyst	229,00

## Mikrotiterplatte BRANDplates®, pureGrade™

- + Optimale Oberflächen für optimale Ergebnisse
- + Zuverlässige Qualität aus dem Reinraum
- + Von unabhängigen Labors geprüft

Jetzt bis zu  
**30%\***  
sparen!

#### 96-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einh.	Aktionspreis €*
781600	Standard, transparent, U-Boden, 330 µl	100 St.	74,03
781601	Standard, transparent, V-Boden, 360 µl	100 St.	74,03
781602	Standard, transparent, F-Boden, 350 µl	100 St.	74,03
781603	Standard, transparent, C-Boden, 350 µl	100 St.	74,03
781604	Standard, weiß, U-Boden, 330 µl	100 St.	198,45
781605	Standard, weiß, F-Boden, 350 µl	100 St.	198,45
781607	Standard, schwarz, U-Boden, 330 µl	100 St.	198,45
781608	Standard, schwarz, F-Boden, 350 µl	100 St.	198,45
781610	Transp. Boden, weiß, F-Boden, 330 µl	100 St.	528,92
781611	Transp. Boden, schwarz, F-Boden, 330 µl	100 St.	528,92
781614	UV-transparenter Boden, transp., 350 µl	50 St.	495,29
781615	UV-transparenter Boden, schwarz, 350 µl	50 St.	544,78

#### 384-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einh.	Aktionspreis €*
781620	Standard, transparent, F-Boden, 100 µl	50 St.	123,45
781621	Standard, weiß, F-Boden, 100 µl	50 St.	129,54
781622	Standard, schwarz, F-Boden, 100 µl	50 St.	129,54
781626	Transp. Boden, weiß, F-Boden, 120 µl	50 St.	388,22
781627	Transp. Boden, schwarz, F-Boden, 120 µl	50 St.	388,22

#### 1536-well, pureGrade™, PS, BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einh.	Aktionspreis €*
781640	Standard, transparent, F-Boden, 10 µl	50 St.	594,62
781641	Standard, weiß, F-Boden, 10 µl	50 St.	626,64
781642	Standard, schwarz, F-Boden, 10 µl	50 St.	626,64

\* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026.

# Transferpette® S -8/-12

- + In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung.
- + Für alle Hände: ergonomisches Design.
- + Sicher: Volumenverstellungsschutz verhindert versehentliche Verstellung.

## Transferpette® S-8/-12

Lieferumfang: Transferpette® S-8/-12, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, 2 x TipBox, gefüllt mit Pipettenspitzen von BRAND, 1 Regalhalter, 1 Reagenzreservoir, 1 Montageschlüssel, Silikonfett und 1 Satz Schaftdichtungen aus Silikon /FKM.

	Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	VK** ≤ %	Teilung µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*		
<b>Transferpette® S-8</b>								
●	0,5 – 10	1,6	0,16	1	0,1	0,01	705900	539,06
●	5 – 50	0,8	0,4	0,4	0,2	0,05	705906	539,06
●	10 – 100	0,8	0,8	0,3	0,3	0,1	705908	539,06
●	20 – 200	0,8	1,6	0,3	0,6	0,2	705910	539,06
●	30 – 300	0,8	2,4	0,3	0,9	0,5	705912	539,06
<b>Transferpette® S-12</b>								
●	0,5 – 10	1,6	0,16	1	0,1	0,01	705920	617,70
●	5 – 50	0,8	0,4	0,4	0,2	0,05	705926	617,70
●	10 – 100	0,8	0,8	0,3	0,3	0,1	705928	617,70
●	20 – 200	0,8	1,6	0,3	0,6	0,2	705930	617,70
●	30 – 300	0,8	2,4	0,3	0,9	0,5	705932	617,70

\*\* Justiert auf 'Ex'. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger Handhabung. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient

Jetzt bis zu  
**25%\***  
sparen!



# Seal-R-film™ Verschlussfolie

- + Schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung
- + Einfaches Verschließen durch 300% Dehnbarkeit
- + Chargenkennzeichnung jeder Rolle

## Verschlussfolie Seal-R-film™

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einh.	Preis per	Aktionspreis €*
701620	Breite 100 mm, Länge 38 m	12 Stück	1	18,38
701622	Breite 50 mm, Länge 75 m	24 Stück	1	19,40
701624	Breite 100 mm, Länge 75 m	12 Stück	1	37,75
701626	Breite 500 mm, Länge 15 m	6 Stück	1	46,93

Jetzt bis zu  
**50%\***  
sparen!



## Verschlussfolie Seal-R-film™, Einzelrolle

Best.-Nr.	Beschreibung	Verp.-Einh.	Preis per	Aktionspreis €*
701621	Breite 100 mm, Länge 38 m	1 Stück	1	23,19
701623	Breite 50 mm, Länge 75 m	1 Stück	1	24,45
701625	Breite 100 mm, Länge 75 m	1 Stück	1	47,64
701627	Breite 500 mm, Länge 15 m	1 Stück	1	59,19

Jetzt bis zu  
**40%\***  
sparen!

\* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026

**BRAND GMBH + CO KG**

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | [info@brand.de](mailto:info@brand.de) | [www.brand.de](http://www.brand.de)



**BRAND. For lab. For life.®**

accu-jet®, BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, BRANDplates®, Transferpette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© 2026 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0726



#### **Erneuerbare Energie**

Wir nutzen 100% Strom aus erneuerbaren Energien.



#### **Nachhaltige Verpackung**

Wir verwenden für die Produktverpackungen Kartonagen mit einem Recyclinganteil von rund 90%.

BERATUNG • SERVICE • VERKAUF

# GML

GESELLSCHAFT FÜR MEDIZIN- UND LABORTECHNIK  
Telefon 0512/582083 • Telefax 0512/582083-20  
Internet: [www.gml.at](http://www.gml.at) • E-Mail: [office@gml.at](mailto:office@gml.at)