



Jetzt
sparen!

Attraktive Sonderpreise

Verpassen Sie nicht unsere Sonderpreise für Transferpette® S/pro, Pipettenspitzen, Dispensette® S, und cellGrade™ BRANDplates® – nur vom 01. Oktober bis 31. Dezember 2026

BRAND. For lab. For life.®



Sonderaktion

Aktionszeitraum: 01. Oktober bis 31. Dezember 2026

Jetzt sparen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf brand.de/aktionen.

Pipetten- und Filterspitzen

- + Reinraumqualität für kontaminationsfreies Arbeiten
- + Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten
- + Umweltfreundliche Nachfüllsysteme

Pipettenspitzen, lose im Beutel

CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY

Beschreibung	Anzahl Spitzen	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis € ¹⁾
0,1 - 20 µl	2.000	2 Btl. à 1000	732002	23,34
0,1 - 20 µl	10.000	10 Btl. à 1000	732022	18,72
0,5 - 20 µl	2.000	2 Btl. à 1000	732004	21,75
0,5 - 20 µl	10.000	10 Btl. à 1000	732024	17,46
2 - 200 µl	1.000	1 Btl. à 1000	732008	14,46
2 - 200 µl	10.000	10 Btl. à 1000	732028	11,76
5 - 300 µl	1.000	1 Btl. à 1000	732010	17,37
5 - 300 µl	10.000	10 Btl. à 1000	732030	15,60
50 - 1000 µl	1.000	2 Btl. à 500	732012	16,38
50 - 1000 µl	5.000	10 Btl. à 500	732032	13,14
50 - 1250 µl ²⁾	1.000	2 Btl. à 500	732014	37,11
50 - 1250 µl ²⁾	3.000	6 Btl. à 500	732034	31,56
50 - 1250 µl XL ²⁾	1.000	2 Btl. à 500	732016	37,11
50 - 1250 µl XL ²⁾	3.000	6 Btl. à 500	732036	31,56
0,5 - 5 ml	200	1 Btl. à 200	702595	84,64 ³⁾
0,5 - 5 ml	1.000	5 Btl. à 200	702600	77,55 ³⁾
1 - 10 ml	1.000	10 Btl. à 100	702604	150,64 ³⁾

¹⁾ Preis pro 1.000 Spitzen
²⁾ 1250 µl = Länge 86 mm, 1250 µl XL = Länge 102 mm
³⁾ Ersparnis 25%

Filterspitzen, palettiert

BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril

Beschreibung	Anzahl Spitzen	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
TipRack Nachfüllsystem				
0,1 - 1 µl	960	10 Racks à 96	732622	87,71
0,5 - 10 µl	960	10 Racks à 96	732624	81,94
1 - 20 µl	960	10 Racks à 96	732626	81,94
2 - 20 µl	960	10 Racks à 96	732628	70,61
5 - 100 µl	960	10 Racks à 96	732630	72,53
5 - 200 µl	960	10 Racks à 96	732632	72,53
50 - 1000 µl	960	10 Racks à 96	732634	87,04
50 - 1250 µl ²⁾	480	5 Racks à 96	732636	117,71
50 - 1250 µl XL ²⁾	480	5 Racks à 96	732638	117,71
TipBox				
0,1 - 1 µl	960	10 Boxen à 96	732722	92,03
0,5 - 10 µl	960	10 Boxen à 96	732724	86,03
1 - 20 µl	960	10 Boxen à 96	732726	86,03
2 - 20 µl	960	10 Boxen à 96	732728	74,25
5 - 100 µl	960	10 Boxen à 96	732730	76,13
5 - 200 µl	960	10 Boxen à 96	732732	76,13
50 - 1000 µl	960	10 Boxen à 96	732734	89,85
50 - 1250 µl ²⁾	480	5 Boxen à 96	732736	135,41
50 - 1250 µl XL ²⁾	480	5 Boxen à 96	732738	135,41

Mikrotiterplatte BRANDplates®, cellGrade™

96-well, cellGrade™, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, steril

Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
Standard, transparent, F-Boden, 350 µl	50 Stück	781962	113,70
Standard, weiß, F-Boden, 350 µl	50 Stück	781965	204,30

Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
transparenter Boden, weiß, F-Boden, 330 µl	50 Stück	781970	499,84
transparenter Boden, schwarz, F-Boden, 330 µl	50 Stück	781971	499,84

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026.

Transferpette® S / pro

- + Mehr Auswahl für einfaches und effizientes Pipettieren
- + Transferpette® S: Die ergonomische Pipette für anspruchsvolle Laboraufgaben
- + Transferpette® pro: Die innovative Pipette für noch mehr Individualität

Transferpette® S, Typ Variabel
DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat,
Regalhalter und Silikonfett.

Jetzt bis zu
20%*
sparen!

Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Best.-Nr.	Aktions- preis €*
0,1 – 1	2	0,02	1,2	0,012	705868	218,60
0,1 – 2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	705869	218,60
0,5 – 10	1	0,1	0,5	0,05	705870	218,60
2 – 20	0,8	0,16	0,4	0,08	705872	218,60
5 – 50	0,8	0,4	0,3	0,15	705873	218,60
10 – 100	0,6	0,6	0,2	0,2	705874	218,60
20 – 200	0,6	1,2	0,2	0,4	705878	218,60
100 – 1000	0,6	6	0,2	2	705880	218,60
500 – 5000	0,6	30	0,2	10	705882	218,60
1000 – 10000	0,6	60	0,2	20	705884	218,60

Transferpette® pro, Typ Variabel
DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat,
Regalhalter und Silikonfett.

Jetzt bis zu
26%*
sparen!

Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Best.-Nr.	Aktions- preis €*
0,1 – 1	2	0,02	1,2	0,012	706868	249,00
0,1 – 2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	706869	249,00
0,5 – 10	1	0,1	0,5	0,05	706870	249,00
2 – 20	0,8	0,16	0,4	0,08	706871 ¹⁾	249,00
2 – 20	0,8	0,16	0,4	0,08	706872 ¹⁾	249,00
5 – 50	0,8	0,4	0,3	0,15	706873	249,00
10 – 100	0,6	0,6	0,2	0,2	706874	249,00
20 – 200	0,6	1,2	0,2	0,4	706878	249,00
30 – 300	0,6	1,8	0,2	0,6	706879	249,00
100 – 1000	0,6	6	0,2	2	706880	249,00
250 – 2500	0,6	15	0,2	5	706881	249,00
500 – 5000	0,6	30	0,2	10	706882	249,00
1000 – 10000	0,6	60	0,2	20	706884	249,00

¹⁾ Hinweis: Sie haben die Wahl: Pipettieren Sie 2–20 µl mit Pipettenspitzen in den Farben grau (20 µl) oder gelb (200 µl). Durch die Verwendung der kleineren Spitzen (grau) wird das Totvolumen und somit potenzielle Einflüsse auf die Genauigkeit reduziert.

Dispensette® S

- + Minimale Bedienkräfte, maximaler Einstellkomfort
- + Robust im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei aggressiven Medien
- + Breites Einsatzspektrum für organische Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Salzlösungen

Dispensette® S Analog
DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat,
Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr, Montage-
schlüssel und Flaschenadapter.

Jetzt bis zu
20%*
sparen!

Volumen ml	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Best.-Nr.	Aktions- preis €*
0,1 – 1	0,5	5	0,1	1	4600101	328,96
0,2 – 2	0,5	10	0,1	2	4600121	328,96
0,5 – 5	0,5	25	0,1	5	4600131	328,96
1 – 10	0,5	50	0,1	10	4600141	328,96
2,5 – 25	0,5	125	0,1	25	4600151	417,84
5 – 50	0,5	250	0,1	50	4600161	444,80
10 – 100	0,5	500	0,1	100	4600171	590,00

Dispensette® S Organic Analog
DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat,
Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr, Montage-
schlüssel und Flaschenadapter.

Jetzt bis zu
20%*
sparen!

Volumen ml	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Best.-Nr.	Aktions- preis €*
0,5 – 5	0,5	25	0,1	5	4630131	328,96
1 – 10	0,5	50	0,1	10	4630141	328,96
2,5 – 25	0,5	125	0,1	25	4630151	417,84
5 – 50	0,5	250	0,1	50	4630161	444,80
10 – 100	0,5	500	0,1	100	4630171	590,00

** Justiert auf 'Ex'. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger Handhabung. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026.

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, BRANDplates®, Dispensette®, Transferpette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© 2026 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 1026



Erneuerbare Energie
Wir nutzen 100% Strom aus erneuerbaren Energien.



Product Carbon Footprint
CO₂e Fußabdruck verfügbar unter www.brand.de/pcf

BERATUNG • SERVICE • VERKAUF

GML

GESELLSCHAFT FÜR MEDIZIN- UND LABORTECHNIK
Telefon 0512/582083 • Telefax 0512/582083-20
Internet: www.gml.at • E-Mail: office@gml.at